



НЕОСОФТ ФОРТЕ

КОНЦЕНТРАТ

Средство дезинфицирующее
с мощим действием.

Наши преимущества:

- концентрированное высокоэффективное и экономичное моющее средство;
- свойства препарата позволяют совмещать в одном процессе мытье, дезинфекцию и дезодорирование обрабатываемых поверхностей и объектов;
- рабочие растворы средства эффективно удаляют белковые, жировые и другие виды загрязнений с поверхностей из различных материалов (в том числе стекло, металлы, пластик, фаянс и др.);
- не требует предварительной влажной уборки перед дезинфекцией, не требует смывания после применения;
- рабочие растворы средства не агрессивны по отношению к материалам обрабатываемых поверхностей и изделий, не вызывают помутнения оптики и разрушения клеевых соединений, не вызывают коррозии;
- средство не требует ротации, так как является многокомпонентным препаратом, состоящим из четырёх действующих веществ различных химических групп;

Действующие вещества:

2-феноксиэтанол — 17%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид — 10%, додецил дипропилен триамин — 3%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,3%, а также моющий и обезжиривающий компонент (неионогенный ПАВ) и функциональные добавки, в том числе ингибиторы коррозии.

Области применения:

- дезинфекция и мытье всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кузезов;
- дезинфекция поверхностей, оборудования, медицинских отходов, транспорта, борьба с плесенью;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещённые в одном процессе, изделий медицинского назначения (в том числе хирургические и стоматологические инструменты), гибких и жёстких эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способом в автоматических установках;
- дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования;
- обеззараживание яиц;
- средство может использоваться в качестве пропитки для одноразовых сухих салфеток, в том числе с использованием пластиковых контейнеров.



Канистра 5 л



Флакон 1 л



Саше 25 мл



Раствор профессионального дезинфицирующего средства «НеоСофт форте», используется:

для дезинфекции поверхностей

по бактериальному режиму	0,1% - 15 мин	0,5% - 5 мин	Протирание, орошение
по вирусному	0,1% - 30 мин	0,2% - 15 мин	Протирание, орошение
противогрибковому	1% - 30 мин (кандидозы)	1% - 60 мин (дерматофитии)	Протирание, орошение
противотуберкулезному	2% - 60 мин		Протирание, орошение
дезинфекции ИМН	0,5% - 15 мин	1% - 5 мин	Погружение

Микробиологическая активность:

средство универсально и эффективно против патогенных (рода Кандида и Трихофитон) и плесневых грибов, грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, ИСМП) и вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, герпеса, гриппа (в том числе «птичьего», «свиного»), коронавирусов (SARS, MERS), в том числе возбудителя «атипичной пневмонии»; ротавирусов, аденовирусов, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и пр.), средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней.

Срок годности составляет — 6 лет.

Срок годности средства после вскрытия упаковки, при хранении в плотно укупоренной таре — 12 месяцев.

Срок годности рабочих растворов — 41 сутки при условии их хранения в закрытых ёмкостях при комнатной температуре, защищённых от прямых солнечных лучей.

Информация по хранению:

средство хранят в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухих чистых, хорошо вентилируемых складских помещениях, в местах недоступных детям, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, при температуре от + 5° С до + 35° С.